


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Tim-3/Havcr2 Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0010165



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7, spécifique du TIM-3/HAVCR2 humain, un récepteur de point de contrôle immunitaire clé. Conçu pour la cytométrie en flux. Réactivité croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain TIM-3/HAVCR2 conjugué à l'APC/Cyanine7
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84868
GeneID	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 du TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace