

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd14 Apc/Cyanine7 Pour Fc - P08571

Numéro d'article: CM0009023



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant leCD14 (humain/singe). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de l'immunité innée, de la signalisation LPS et de la biologie des monocytes/macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Humain/Singe CD14 APC/Cyanine7
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace