

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe Conjugué Apc/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - Cd19

Numéro d'article: CM0008488

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD19 humain et du singe cynomolgus. Spécifiquement validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B en recherche immunologique et diagnostique. Réactif croisé avec l'humain et le singe cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 Humain/Singe APC/Cyanine7
Espèce	Humain, Singe
Identifiant du gène (Humain)	930
Identifiant du gène (Singe Cynomolgus)	102145514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace