

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd25 Conjugué Apc/Cyanine7 Pour Fc - P01589

Numéro d'article: CM0009288



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD25 humain et du cynomolgus (récepteur alpha de l'IL-2, p55). Conçu pour des applications de cytométrie en flux dans les études de régulation immunitaire, y compris la recherche sur les lymphocytes T régulateurs (Treg). Une validation spécifique au lot est recommandée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Humain/Singe CD25 mAb
Remarques/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3559
GenelD	3559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-213 du CD25 humain (NP_000408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01589
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace