

Polymab® Apc/Cyanine7 Anti-Cd38 Humain/Singe Chez Le Lapin - P28907

Numéro d'article: CM0008964



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD38 humain/singe chez le lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 (PolymAb®) pour cytométrie en flux. Détecte le CD38 chez les modèles humains et cynomolgus. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et la recherche sur le CD38.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® APC/Cyanine7 anti-CD38 humain/singe chez le lapin
Remarques / Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P28907
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme