

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Human/Monkey Cd4 Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0012198



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant le CD4 humain et le cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Permet l'identification des cellules T auxiliaires et les applications de recherche immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Human/Monkey CD4 mAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace