


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0012747



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD8a conjugué à l'APC/Cyanine7, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD8a humain et de singe cynomolgus ; adapté à la recherche sur les lymphocytes T et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD8a humain/singe monoclonal de lapin APC/Cyanine7
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce cible	Humain
ID du gène (humain)	925
ID du gène	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8a humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	P01732
Poids de la protéine	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Expédition	Sac de glace