

Anticorps Monoclonal De Lapin Apc/Cyanine7 Anti-Igd Humain/Singe Pour La Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0008027



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 ciblant la chaîne delta des immunoglobulines humaines et du singe cynomolgus pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes B et les études sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin APC/Cyanine7 anti-IgD Humain/Singe
Remarques/Alias	Chaîne lourde constante delta des immunoglobulines
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3495
GeneID	3495
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01880
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace