


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd11B Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0010218



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 dirigé contre le CD11b de souris (intégrine alpha-M) pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD11b de souris, un récepteur d'adhésion des leucocytes. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD11b APC/Cyanine7
Remarques/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 du CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids moléculaire	127kDa
Expédition	Sac de glace