

Mab Lapin Anti-Souris Cd19 Conjugué Apc/Cyanine7 Pour Fc - P25918

Numéro d'article: CM0008308

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD19 conjugué à l'APC/Cyanine7 est destiné à la détection par cytométrie en flux du CD19 de souris, un marqueur de la lignée des lymphocytes B. Idéal pour l'immunophénotypage et les études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD19 conjugué APC/Cyanine7
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	930
ID de gène (Souris)	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace