

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 De Lapin Anti-Souris Cd25 Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0004646

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant le CD25 de souris (IL-2RA, p55). Validé pour la cytométrie en flux. Ce réactif permet une détection précise du CD25 de surface cellulaire sur les cellules immunitaires murines, soutenant la recherche sur la tolérance immunitaire et la biologie des lymphocytes T régulateurs (Treg).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 lapin anti-souris CD25
Remarques / Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espèce	Souris
GenelD (humain)	3559
GenelD	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace