

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd34 Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Fc - Q64314

Numéro d'article: CM0010462

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 dirigé contre le CD34 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude des cellules souches hématopoïétiques et de l'adhésion des cellules souches dans des modèles de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC/Cyanine7 Lapin anti-Souris CD34 mAb
Remarques/Alias	CD34;molécule CD34;GIG3;MORT1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 du CD34 de souris (NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace