

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd44 Conjugué À L'apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P15379

Numéro d'article: CM0004622



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC/Cyanine7 dirigé contre le CD44 de souris (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Poids moléculaire prédit 85 kDa. UniProt P15379.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD44 APC/Cyanine7
Remarques/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	960
GeneID	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace