


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Souris Conjugué Apc/Cyanine7 Pour La Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0005535



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 dirigé contre le CD8a de souris (Ly-2/Lyt-2) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le corécepteur des cellules T de 27 kDa ; validé pour la détection du CD8a de souris en FC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD8a de souris APC/Cyanine7
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	941
GeneID	12525
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace