

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 De Lapin Anti-Souris Cd90.2 Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0007782

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 ciblant CD90.2 (Thy-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Glycoprotéine membranaire ancrée par GPI impliquée dans les interactions cellulaires. Idéal pour la recherche en immunologie et neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 lapin anti-souris CD90.2
Remarques / Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	7070
Identifiant de gène	21838
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétisé dérivé de CD90.2 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace