

Anticorps Monoclonal De Lapin Apc/Cyanine7 Anti-Igd De Pnh - Igd De Singe Cynomolgus

Numéro d'article: CM0005941

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué APC/Cyanine7 cible la chaîne lourde delta des immunoglobulines des primates non humains (PNH) et est destiné à la cytométrie en flux (FC). Il réagit de manière croisée avec l'IgD des singes cynomolgus et rhésus, soutenant l'analyse des cellules immunitaires dans les modèles de recherche sur les primates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin APC/Cyanine7 anti-IgD de PNH
Espèce	Singe cynomolgus
Immunogène	Protéine recombinante de la chaîne lourde delta des immunoglobulines du singe cynomolgus
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Cynomolgus, Rhésus
Expédition	Sac de glace