

Anticorps Monoclonal Apc/Cyanine7 Rat Anti-Souris Cd45R/B220 Pour Fc - P06800

Numéro d'article: CM0005313

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué APC/Cyanine7 ciblant CD45R/B220 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, il détecte la phosphatase C tyrosine-protéine de type récepteur (CD45) impliquée dans l'activation des lymphocytes T et la signalisation de la synapse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC/Cyanine7 Rat anti-souris CD45R/B220
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (humaine)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogène	Protéine recombinante de CD45R/B220 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace