


Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Mhc De Classe Ii De Souris (I-A/I-E) Conjugué À Apc/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0010101



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à APC/Cyanine7 ciblant le MHC de classe II de souris (I-A/I-E), destiné aux applications de cytométrie en flux dans la recherche immunologique et le développement de tests diagnostiques. Réagit avec plusieurs haplotypes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de rat anti-MHC de classe II de souris (I-A/I-E) conjugué à APC/Cyanine7
Remarques/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
GenelD	14969, 14961, 381091, 14960
Immunogène	Protéine recombinante du MHC de classe II de souris (I-A/I-E)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Poids moléculaire	30 kDa / 32 kDa / 26 kDa
Expédition	Pack de glace