


Apex1/Ape1 Lapin Mab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27695

Numéro d'article: CM0002932



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-APEX1/APE1, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité envers l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études de réparation de l'ADN et de stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APEX1/APE1 Lapin mAb
Remarques/Alias	APE ; APX ; APE1 ; APEN ; APEX ; HAP1 ; REF1 ; APEX1/APE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	328
GeneID	328
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'APEX1/APE1 humain (P27695).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27695
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace