


Apoa1 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Numéro d'article: CM0013002



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'APOA1 humaine (Apolipoprotéine A-I). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport inverse du cholestérol et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	335
GeneID	335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-267 de l'APOA1 humaine (NP_000030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02647
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace