

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Apolipoprotéine Ci Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02654

Numéro d'article: CM0008449



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Apolipoprotéine CI humaine (APOC1), validé pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Apolipoprotéine CI
Remarques/Alias	Apo-CI ; ApoC-I ; apo-CIB ; apoC-IB ; Apolipoprotéine CI
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	341
ID du gène	341
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique dérivé de l'APOC1 humain (P02654)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02654
Poids moléculaire de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace