

Anticorps Polyclonal De Lapin Aprr3 Pour Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Aprr3 Lapin Pab

Numéro d'article: CM0019236

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin APRR3 produit contre la protéine recombinante APRR3 d'Arabidopsis thaliana. Validé pour les applications de Western blot et ELISA dans la recherche en sciences végétales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APRR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	APRR3 ; MGO3.8 ; MGO3_8 ; pseudo-régulateur de réponse 3
Espèce	Arabidopsis thaliana
Identifiant du gène	836132
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-371 d'Arabidopsis thaliana APRR3 (NP_568919.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
Expédition	Sac de glace