

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Aprr7 - Aprr7

Numéro d'article: CM0019936

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre APRR7 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte spécifiquement l'APRR7 (régulateur pseudo-réponse 7) d'*Arabidopsis thaliana*. Idéal pour la recherche sur la signalisation végétale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APRR7 pAb de lapin
Remarques / Alias	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; régulateur pseudo-réponse 7
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
ID du gène	831793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 236-339 de l'APRR7 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_568107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Expédition	Sac isotherme avec gel réfrigérant