


Aqp5 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Numéro d'article: CM0014877



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin AQP5, un anticorps polyclonal ciblant l'aquaporine-5 humaine (P55064) pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport de l'eau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AQP5 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	PPKB ; AQP-5 ; AQP5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	362
ID du gène	362
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 265 de l'AQP5 humaine (NP_001642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P55064
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace