

Ac Pab De Lapin Ar-V7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Numéro d'article: CM0023357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AR-V7 humain (variant d'épissage du récepteur des androgènes) pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible l'isoforme constitutivement active dépourvue de domaine de liaison au ligand, 67 kDa. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin AR-V7
Remarques/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	367
GeneID	367
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 544-644 de l'AR-V7 humain (NP_001334990.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10275-3
Poids moléculaire	67kDa
Expédition	Sac de glace