

Ac Mab Rabbitte Arginase-1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

Numéro d'article: CM0007929

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Arginase-1 de souris (Arg-1), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du cycle de l'urée, de la régulation immunitaire et de l'immunité anti-tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Rabbitte Arginase-1
Remarques/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	383
GeneID	11846
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'Arginase-1 de souris (NP_031508.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q61176
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace