


Arginase 2 (Arg2) Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - P78540

Numéro d'article: CM0029867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Arginase 2 (ARG2) pour WB et ELISA ; détecte l'espèce humaine, la souris et le rat. L'immunogène correspond aux acides aminés 270-354. Utile pour la recherche sur le métabolisme de l'arginine, la régulation immunitaire et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arginase 2 (ARG2) pAb de lapin
Remarques / Alias	ARG2 ; Arginase 2 (ARG2)
Espèce cible	Humaine
GeneID (humain)	384
GeneID	384
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 270-354 de l'Arginase 2 (ARG2) humaine (NP_001163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78540
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant