

Anticorps Polyclonal De Lapin Arhgap30 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

Numéro d'article: CM0022792

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ARHGAP30 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme et la souris. Cible la protéine activatrice de GTPase Rho 30, une GAP pour RAC1 et RHOA. Immunogène recombinant, source lapin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ARHGAP30
Remarques/Alias	ARHGAP30
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	257106
ID du gène	257106
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 485-585 de l'ARHGAP30 humain (NP_859071.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z6I6
Poids moléculaire de la protéine	119kDa
Expédition	Sac de glace