

Anticorps Polyclonal De Lapin Arhgdib Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Numéro d'article: CM0026016



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ARHGDIB humain (RhoGDI2/Ly-GDI). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la cible dans des échantillons humains et murins. Idéal pour étudier la signalisation des GTPases Rho et la dynamique du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARHGDIB Rabbit pAb
Remarques/Alias	D4 ; GDIA2 ; GDID4 ; LYGDI ; Ly-GDI ; RAP1GN1 ; RhoGDI2 ; ARHGDIB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	397
GeneID	397
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-201 de l'ARHGDIB humain (NP_001166.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52566
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace