

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arms2 Pour Wb Et Elisa - P0C7Q2

Numéro d'article: CM0018136

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARMS2 de haute qualité validé pour WB et ELISA, adapté pour l'étude de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de l'expression de la protéine ARMS2 dans la rétine et le placenta humains. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ARMS2
Remarques/Alias	ARMD8 ; ARMS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	387715
Identifiant du gène	387715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-107 de l'ARMS2 humain (NP_001093137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P0C7Q2
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace