

Arr3 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P36575

Numéro d'article: CM0015598

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARR3 humain (arrêstine des cônes). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur la transduction du signal rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARRX ; cArr ; MYP26 ; ARR3
Espèce	Humain
GeneID	407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ARR3 humain (NP_004303.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P36575
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace