

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ascl1 Pour Wb Et Elisa - P50553

Numéro d'article: CM0017556

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASCL1 humaine (homologue 1 d'Achaete-scute), un facteur de transcription essentiel à la différenciation neuronale. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ascl1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASH1 ; HASH1 ; MASH1 ; bHLHa46 ; Ascl1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	429
GenelD	429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-236 de l'Ascl1 humaine (NP_004307.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P50553
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace