


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Asc/Tms1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Epb4

Numéro d'article: CM0006294



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre ASC/TMS1 (Pycard) de souris, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Détecte ASC humain, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur l'inflammasome et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb ASC/TMS1 de lapin
Remarques/Alias	Asc ; TNS1 ; masc ; CARD5 ; TMS-1 ; 9130417A21Rik ; ASC/TMS1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29108
GeneID	66824
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-93 de l'ASC/TMS1 de souris (NP_075747.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9EPB4
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac réfrigérant