


Anticorps Polyclonal De Lapin Asc/Tms1 Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q9ULz3

Numéro d'article: CM0015998



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ASC/TMS1 (PYCARD). Validé pour Western blot, immunofluorescence, IHC-P et ELISA. Détecte ASC/TMS1 humain, de souris et de rat. Pour la recherche sur l'apoptose, l'inflammasome et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASC/TMS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	29108
ID du gène	29108
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-195 de l'ASC/TMS1 humain (NP_037390.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULZ3
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace