

Anticorps Polyclonal De Lapin Asmt Pour Wb, Elisa - P46597

Numéro d'article: CM0018238



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASMT humaine (acétylserotonine O-méthyltransférase), pour applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude des voies de biosynthèse de la mélatonine. Réaction croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASMT Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	438
GeneID	438
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-298 de l'ASMT humaine (NP_001164510.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46597
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace