

Aspm Lapin Pab - Id Du Gène : 259266

Numéro d'article: CM0022595

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ASPM (protéine associée à la microcéphalie anormale de type fuseau). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche en neurodéveloppement et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ASPM Lapin pAb
Remarques/Alias	ASP ; MCPH5 ; Calmbp1 ; ASPM
ID du gène	259266
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-550 de l'ASPM humain (NP_060606.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace