


Ass1 Lapin Pab - P00966

Numéro d'article: CM0022279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ASS1 humaine (argininosuccinate synthase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat ; adapté à la recherche sur le cycle de l'urée et la biosynthèse de l'arginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASS1 Lapin pAb
Remarques / Alias	ASS ; CTLN1 ; ASS1
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	445
Identifiant de gène	445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-412 de l'ASS1 humaine (NP_446464.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00966
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace