

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Diméthylé Asymétrique (R17) - Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'Histone H3 diméthylée de manière asymétrique à l'arginine 17 (R17). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin anti-Histone H3-R17 DiMéthylé Asymétrique
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3-R17 DiMéthylé Asymétrique
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide diméthylé asymétrique synthétique autour de R17 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace