

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3-R2 Diméthylée Asymétriquement (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la diméthylation asymétrique sur l'arginine 2 de l'histone H3 (Q16695/P68431). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps pAb de Lapin Anti-Histone H3-R2 Diméthylée Asymétriquement
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3-R2 Diméthylée Asymétriquement
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé asymétriquement autour de R2 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace