

Anticorps Polyclonal De Lapin Asymétrique Diméthyl-Histone H3-R2 (Q16695/P68431) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000243



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement la diméthylation asymétrique de l'Histone H3 au niveau de l'arginine 2 (H3R2me2a). Adapté au western blot et à l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces, et soutient la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Asymétrique DiMéthyl-Histone H3-R2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique diméthylé asymétrique autour de R2 de l'Histone H3 humain (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace