

Ac Mab De Lapin Anti-Diméthyle Asymétrique-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Pour La Recherche Épигénétique

Numéro d'article: CM0000249



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la diméthylation asymétrique à l'arginine 8 de l'Histone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, DB, IHC-P et ELISA. Convient aux études épigénétiques et de biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb de Lapin anti-DiMéthyle Asymétrique-Histone H3-R8
Remarques/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; DiMéthyle Asymétrique-Histone H3-R8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé de manière asymétrique autour de R8 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace