

Pab Lapin Anti-Histone H3-R8 Diméthylée Asymétrique (Q16695 / P68431) - Validé Pour Wb, Ihc-P, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000374



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H3-R8 DiMéthyliée Asymétrique, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP. Reconnaît l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces (large spectre prédit). Idéal pour les études épigénétiques de la méthylation de l'arginine et de la régulation de la chromatine. UniProt : Q16695 / P68431.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Anti-Histone H3-R8 DiMéthyliée Asymétrique
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3-R8 DiMéthyliée Asymétrique
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique diméthylé asymétrique autour de R8 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace