

Anticorps Polyclonal De Lapin Asymétrique Diméthyl-Histone H4-R3 (P62805) Pour Wb, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000276



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la diméthylation asymétrique sur l'arginine 3 de l'histone H4 (Swiss-Prot P62805). Validé pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Il est prévu qu'il réagisse avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces, ce qui en fait un outil précieux pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique diméthylé asymétrique autour de R3 de l'histone humaine HIST2H4A (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace