

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H4-R3 Diméthyl-Asymétrique | P62805 | Validé Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la diméthylation asymétrique de l'histone H4 à l'arginine 3 (P62805). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Présente une large réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études épigénétiques et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H4-R3 DiMéthyl-Asymétrique
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Histone H4-R3 DiMéthyl-Asymétrique
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé asymétrique autour du résidu R3 de l'histone H4 humaine (NP_003539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids moléculaire	11 kDa
Expédition	Sac de glace