

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ate1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95260

Numéro d'article: CM0007212



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'ATE1 humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît l'ATE1 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de l'arginylation N-terminale et de la dégradation dépendante de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ATE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11101
GeneID	11101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ATE1 humain (NP_001001976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95260
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace