

Anticorps Polyclonal De Lapin Atf1 Pour Wb, Ip, Elisa - P18846

Numéro d'article: CM0030597

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ATF1 validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme et la souris. Cible le facteur de transcription dépendant de l'AMP cyclique ATF-1, une protéine de liaison à CRE clé impliquée dans la prolifération et la transformation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	466
Identifiant de gène	466
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'ATF1 humain (NP_005162.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P18846
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace