

Atf6 Mab De Lapin - P18850

Numéro d'article: CM0007794

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATF6 pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Cible l'ATF6 humain, un précurseur de facteur de transcription clé de la réponse aux protéines dépliées (UPR) intégré à la membrane du réticulum endoplasmique. Matière première fiable pour le développement de dispositifs de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF6 mAb de Lapin
Remarques / Alias	ACHM7; ATF6A
Espèce	Humain
GeneID	22926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de l'ATF6 humain (NP_031374.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18850
Poids protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace