

Anticorps Polyclonal De Lapin Atf6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18850

Numéro d'article: CM0016689

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ATF6 (ACHM7/ATF6A). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress du RE et la réponse aux protéines dépliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATF6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACHM7 ; ATF6A ; ATF6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	22926
GeneID	22926
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18850
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sachet de glace