

Anticorps Polyclonal De Lapin Atmin Pour Wb, If/Icc, Elisa - 043313

Numéro d'article: CM0027087

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATMIN humain (ASCIZ/ZNF822). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur les dommages à l'ADN et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATMIN Lapin pAb
Remarques/Alias	ASCIZ; ZNF822; ATMIN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23300
ID de gène	23300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-360 de l'ATMIN humaine (NP_056066.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43313
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace