

Atp1A2 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - P50993

Numéro d'article: CM0014348

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATP1A2 humaine (P50993). Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la pompe à sodium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP1A2 pAc Lapin
Remarques/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de l'ATP1A2 humaine (NP_000693.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50993
Poids moléculaire	112kDa
Expédition	Sac de glace